

INFORMATIVA AL PAZIENTE

SCOTCH TEST (TEST DI GRAHAM PER ENTEROBIASI INTESTINALE)

Per l'esecuzione dello scotch test per la ricerca delle uova di ossiuri è necessario osservare la seguente procedura: Richiedere al laboratorio (nell'orario di apertura dello stesso) 3 vetrini portaoggetti, insieme alla spiegazione della corretta procedura da seguire per l'esame.

La sera precedente l'esame non applicare nella zona anale alcun tipo di crema. Al mattino, prima della defecazione e/o alla pulizia, fare aderire bene lo scotch (lunghezza 4-5 cm, perfettamente trasparente) alla zona perianale.

Dopo distacco dalla zona perianale, far aderire bene lo scotch al vetrino portaoggetti e consegnare il tutto il più presto possibile al laboratorio analisi in busta chiusa.

A causa del ciclo vitale degli ossiuri, è consigliabile ripetere il test per 3 volte, in giorni consecutivi.

I vetrini vanno consegnati al laboratorio analisi negli orari di apertura della sala prelievi e comunque non oltre le ore 12.00.

Tenere ben presente che il vetrino potrebbe essere tagliente, prestare quindi la massima attenzione durante le operazioni di preparazione.